


Comfort + Confidence for patients and clinicians



ケアと転帰の改善への取り組みから画期的なデザインが生まれました。  
Optiflow™+カニューレは快適なネーザルハイフロー療法への信頼性をもたらします。



ブロング基部にくぼみを設け、ブロング自体の形状を改良することでより快適かつソフトに鼻中隔と鼻孔にフィットするようになりました。やわらかな頬パッドは圧迫感を分散させつつ、顔の上での安定性を向上させます。カニューレをヘッドストラップ上のクリップで固定しますので、フェイスマスク装着中と比べ、カニューレの管理、飲食や会話をしやすくなります。

ヘッドストラップのクリップにより  
ネックストラップが不要

- ・ チューブクリップと共に回路の重量を支えカニューレの外れを防止
- ・ ネックストラップが不要
- ・ 口元から離れた場所でカニューレが固定されるため、フェイスマスクと比べて飲食や会話が容易

解剖学的・流体力学的に即した形状の  
ソフトなブロング

- ・ エアフローをスムーズにし鼻孔になじむ解剖学的デザイン
- ・ カニューレ基部のくぼみは鼻中隔へのストレスを軽減
- ・ 上唇の輪郭に合わせた目立ちにくい形状

調節可能なヘッドストラップにより  
固定しつつもやさしいフィット感を実現

- ・ 余分なストラップが顔周りにかからない
- ・ Stretchwise™テクノロジーを採用したさらにソフトな筒状の伸縮素材

やわらかな頬パッドが  
安定性を高め、顔への圧迫を軽減

- ・ 表面積を広くしたことにより圧を分散し、装着痕と刺激を軽減
- ・ 頬パッドとヘッドストラップの連結部を改良し予期せぬズレを抑制
- ・ カラーコード採用により、サイズを容易に識別可能(3色展開)

Evaqua™テクノロジーにより、結露を軽減  
水蒸気透過性素材を採用することで  
チューブの壁面から水蒸気が拡散

品番	品名
OPT942	OPT942 Optiflow™+ 鼻カニューレ S(1箱20本入)
OPT944	OPT944 Optiflow™+ 鼻カニューレ M(1箱20本入)
OPT946	OPT946 Optiflow™+ 鼻カニューレ L(1箱20本入)

販売名: F&P オプティフロー  
認証番号: 223AABZX00049000

フィッシャー&バイケル ヘルスケア株式会社  
〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-8-2  
電話:03-5117-7110(代表) FAX:03-5117-7115

デュアルコネクタはすべてのF&P回路に接続可能

- ・ F&P AIRVO™とF&P 850™システムの両方に使用可能

詳細については [www.fphcare.jp/optiflow](http://www.fphcare.jp/optiflow) をご参照ください

**Fisher & Paykel**  
HEALTHCARE